

## Najczęstsze błędy podczas użytkowania głowicy

poprawnie ✓



niepoprawnie ✗



Zawsze trzymaj głowicę za linią znakowania, aby zapewnić najlepszą moc wyjściową głowicy.



poprawnie ✓



niepoprawnie ✗



Wsuń elektrodę do głowicy do momentu wyczucia oporu.

poprawnie ✓



Umieść głowicę bezpośrednio na skórze (w odległości 0-2 mm) i pozwól jej powoli przesuwać się po leczonym obszarze bez przerywania kontaktu.

niepoprawnie ✗

